

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd275 Per Wb E Elisa - Q9Jhj8

Numero articolo: CM0019528

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al CD275 umano (ligando ICOS), cross-reattivo con il mouse. Validato per WB e ELISA. Supporta la ricerca sulla regolazione immunitaria, la biologia delle cellule T e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD275 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	B7h; GI50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115I; mKIAA0653; CD275
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50723
GeneID	50723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 47-270 del CD275 umano. (NP_056605.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9JHJ8
Peso della proteina	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio