


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd275 Per Wb - 075144

Numero articolo: CM0020879



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD275 (ICOSL, B7-H2) validato per Western blot. Rileva il ligando ICOS umano e murino, con un peso molecolare previsto di circa 33 kDa. Ideale per studi sulla costimolazione delle cellule T e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD275 Rabbit pAb
Note/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Specie	Umana
GeneID (umano)	23308
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-256 di ICOSL umano (NP_056074.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Topo
SWISS	O75144
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio