

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd276 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3-2

Numero articolo: CM0023196

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CD276 umano (B7-H3), convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Ideale per studi di ricerca su checkpoint immunitari e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD276 Rabbit pAb
Note / Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	80381
GeneID	80381
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 29-245 della proteina CD276 umana (NP_079516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio