

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd276/B7-H3 Per Citometria A Flusso - Q5Zpr3-2

Numero articolo: CM0010374

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD276/B7-H3 umano/murino coniugato ad per citometria a flusso (FC). Immunogeno ricombinante (aa 29-245). Reagisce con la molecola costimolatoria B7-H3. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD276/B7-H3 umano/murino
Note/alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; antigene CD276
Specie	Umano
GeneID (umano)	80381
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-245 del CD276/B7-H3 umano (NP_079516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Murino
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso della proteina	33kDa/52kDa/57kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante