

Anticorpo Policlonale Anti-Cd276/B7-H3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3

Numero articolo: CM0021141

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina CD276/B7-H3 umana (B7-H3, B7RP-2, 4Ig-B7-H3) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina di membrana da 57 kDa coinvolta nella regolazione immunitaria dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD276/B7-H3 Rabbit pAb
Note/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80381
GeneID	80381
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 29-245 della CD276/B7-H3 umana (NP_079516.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q5ZPR3
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio