


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cd28 Per Wb, Fc, Elisa - P10747

Numero articolo: CM0002743



introduzione

CD28 Rabbit mAb convalidato per Western blot, citometria a flusso e ELISA. Riconosce CD28 umano, murino e di ratto; ~25 kDa. Strumento essenziale per la ricerca sulla costimolazione dei linfociti T e sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD28 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	Tp44; CD28
Specie	Umana
GeneID (Umana)	940
GeneID	940
Immunogeno	Proteina ricombinante della lunghezza intera di CD28 umano P10747 .
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10747
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio