

Anti-Cd298/Atp1B3 Coniglio Polymab® Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P54709

Numero articolo: CM0002410

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD298/ATP1B3, una subunità beta-3 dell'ATPasi di trasporto sodio/potassio. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD298/ATP1B3 Coniglio PolymAb®
Note/Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	483
GeneID	483
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 180-279 dell'ATP1B3 umano (P54709)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P54709
Peso Proteico	22kDa/32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio