

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd2Ap Per Wb E Elisa - Q9Y5K6

Numero articolo: CM0027818



introduzione

CD2AP Rabbit pAb è un anticorpo policlonale ottenuto contro CD2AP ricombinante umano, adatto per WB e ELISA e con reazione crociata con topo e ratto. Progettato per la ricerca sul citoscheletro e sulle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD2AP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CMS; CD2AP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23607
GeneID	23607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-639 di CD2AP umano (NP_036252.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5K6
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio