


Anticorpo Policlonale Anti-Cd2Bp2 Per Wb Ed Elisa - 095400

Numero articolo: CM0017508



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD2BP2 umano (U5-52K), validato per Western blot ed ELISA. Coinvolto nello splicing dell'pre-mRNA, adatto per studi sull'assemblaggio dello spliceosoma e sulla funzione dello snRNP U5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD2BP2 Rabbit pAb
Note/Alias	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10421
GeneID	10421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-341 di CD2BP2 umano (NP_006101.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095400
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio