

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd3 Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0009746



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la catena epsilon del CD3 (23 kDa) delle cellule T umane, di macaco cinomolgo e di macaco rhesus. Progettato per la citometria a flusso, consente l'immunofenotipizzazione e gli studi sull'attivazione delle cellule T nella ricerca di base e nello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD3 umano/di scimmia
Note/alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	916
ID del gene	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 del CD3 umano (NP_000724.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo, macaco rhesus
SWISS	P07766
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante