


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd30 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P28908

Numero articolo: CM0002424



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD30 umano (TNFRSF8). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA. Ideale per la ricerca sul linfoma e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD30 Rabbit mAb
Note/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	943
GeneID	943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-379 del CD30 umano (NP_001234.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio