


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd30 Per Wb, Elisa - P28908

Numero articolo: CM0026903



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CD30 (P28908) validato per WB e ELISA nell'uomo. Immunogeno peptidico sintetico dagli aminoacidi 500-595. Ideale per studi sull'attivazione dei linfoblasti e sulla regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD30 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	943
GeneID	943
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 500-595 del CD30 umano (NP_001234.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P28908
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio