

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd300A Per Wb, Fc, Elisa - Q9Ugn4

Numero articolo: CM0008587



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la CD300A (IRp60) umana. Adatto per Western blot, citometria a flusso e ELISA. Riconosce un recettore inibitorio sulle cellule NK, mastociti e altre cellule immunitarie, con rilevamento di più isoforme.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CD300a Rabbit mAb                                                                                         |
| Note/Alias          | IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9 |
| Specie              | Umana                                                                                                     |
| GeneID              | 11314                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 18-178 della CD300A umana (NP_009192.2)             |
| Origine             | Coniglio                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                     |
| Applicazione        | WB, FC, ELISA                                                                                             |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                     |
| SWISS               | Q9UGN4                                                                                                    |
| Peso proteico       | 33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa                                                                                 |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                     |