

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd300A Per Wb, Elisa - Q9Ugn4

Numero articolo: CM0017941



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD300A umano, validato per WB ed ELISA. Bersaglia un recettore inibitorio di 33 kDa sulle cellule NK, cellule T e mastociti. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD300A pAb coniglio
Note/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11314
Gene ID	11314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-180 del CD300A umano (NP_009192.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UGN4
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio