


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd300A/C () Per Citometria A Flusso - Q9Ugn4/Q08708

Numero articolo: CM0008811



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato , specifico per il CD300a/c umano, per citometria a flusso. Adatto per la profilazione delle cellule immunitarie e per studi funzionali di questa famiglia di recettori inibitori. Validato per applicazioni FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Human CD300 a/c
Note/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11314/10871
ID Gene	11314/10871
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-178 del CD300 a umano (NP_009192.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio