


Anticorpo Policlonale Anti-Cd300C Per Wb, Elisa - Q08708

Numero articolo: CM0012957



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al CD300C umano (molecola simile a CMRF35 6). Validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD300C pAb Coniglio
Note/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10871
Gene ID	10871
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08708
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio