


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd300C Per If/Icc, Fc, Elisa - Q08708

Numero articolo: CM0004126



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD300C umano validato per IF/ICC, citometria a flusso e ELISA. Immunogeno ricombinante che copre il dominio extracellulare (aa 21-183). Rileva CD300C, un recettore immunitario dei leucociti espresso sui monociti, neutrofili, cellule T e B. Ideale per la ricerca immunologica e le applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD300C Rabbit mAb
Note/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10871
GeneID	10871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-183 del CD300C umano (NP_006669.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q08708
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio