

Anticorpo Policlonale Anti-Cd300Lb Per Wb, Elisa - A8K4G0

Numero articolo: CM0020451

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CD300LB basato su immunogeno ricombinante per applicazioni di Western blot ed ELISA. Riconosce il CD300LB umano, murino e di ratto, un recettore immunitario attivante sulle cellule mieloidi. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD300LB Rabbit pAb
Note/Alias	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	124599
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-201 del CD300LB umano (NP_777552.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	A8K4G0
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio