

Anticorpo Policlonale Anti-Cd301/Clec10A Per Wb, Elisa - Q8Iun9

Numero articolo: CM0016849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting CD301/CLEC10A, un recettore di lectina di tipo C che riconosce glicani terminanti con GalNAc. Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con Umano e Topo, supportando la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD301/CLEC10A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10462
GeneID	10462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-180 di CD301/CLEC10A umano (NP_878910.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8IUN9
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio