


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd304 Per Wb, Elisa - P97333

Numero articolo: CM0025310



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD304 di topo (Neuropilina-1), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi e sullo sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                             |
|---------------------|------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio anti-CD304         |
| Note/Alias          | Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03 |
| Specie              | Topo                               |
| GeneID (Umano)      | 8829                               |
| GeneID              | 18186                              |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante              |
| Fonte               | Coniglio                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali              |
| Applicazione        | WB, ELISA                          |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                        |
| SWISS               | P97333                             |
| Peso proteico       | 103kDa                             |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                  |