


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd304/Neuropilina-1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Numero articolo: CM0004214



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD304/Neuropilina-1 di topo, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche su sviluppo cardiovascolare, angiogenesi e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CD304/Neuropilina-1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Specie	Topo
ID gene (Umano)	8829
ID gene	18186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-856 della CD304/Neuropilina-1 di topo (NP_032763.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P97333
Peso proteico	103 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio