


Anti-Cd304/Neuropilin-1 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Numero articolo: CM0012433



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Neuropilin-1 (PolymAb®) validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Cross-reagisce con NRP1 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dell'angiogenesi, dello sviluppo neuronale e della biologia cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD304/Neuropilin-1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	8829
GenelD	18186
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P97333
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio