

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd305/Lair1 Per Wb, Fc, Elisa - Q6Gtx8

Numero articolo: CM0004765



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore di tipo immunoglobulina 1 associato ai leucociti umano (LAIR1/CD305). Validato per WB, FC, ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione dei recettori immunitari e sulla funzione delle cellule NK/T/B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD305/LAIR1
Note/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; recettore di tipo immunoglobulina 1 associato ai leucociti; CD305/LAIR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3903
GeneID	3903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-163 di CD305/LAIR1 umano (NP_002278.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q6GTX8
Peso proteico	23kDa/29kDa/31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio