

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd307B Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q96La5

Numero articolo: CM0011662

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro CD307b umano (FCRL2), ideale per applicazioni WB, IF/ICC, FC ed ELISA nella ricerca sullo sviluppo delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD307b Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79368
GeneID	79368
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-395 di CD307b umano (NP_110391.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96LA5
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio