

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd31 () Per Citofluorimetria - Q3Swt0

Numero articolo: CM0004212

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD31 di ratto, coniugato , validato per citofluorimetria. Rileva la molecola di adesione delle cellule endoteliali piastriniche (PECAM1) per la ricerca sulla migrazione dei leucociti e l'adesione endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Rat CD31 mAb
Note / Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Specie	Ratto
ID gene (Umano)	5175
ID gene	29583
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-585 della CD31 di ratto (NP_113779.1))
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q3SWT0
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio