

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd31 (Pecam1) Per Citometria A Flusso - Q3Swt0

Numero articolo: CM0006035

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti CD31/PECAM1 di ratto, coniugato con ABflo 594 per la citometria a flusso. Validato per la reattività crociata con il ratto. Ideale per lo studio della migrazione transendoteliale dei leucociti e dell'adesione delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Ratto CD31 mAb
Note/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	5175
GeneID	29583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-585 del CD31 di ratto (NP_113779.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q3SWT0
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio