


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd317 Per Wb, Elisa - Q8R2Q8

Numero articolo: CM0021904



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD317/Bst2 murino (antigene 2 dello stroma del midollo osseo) per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per lo studio dell'immunità antivirale innata e dei meccanismi di restrizione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CD317
Note/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Specie	Topo
GeneID	69550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-152 del CD317 murino (NP_932763.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8R2Q8
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico