

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd317/Bst2 Per Citometria A Flusso - Q10589

Numero articolo: CM0006039



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per CD317/BST2 umano (tetherina/HM1.24), validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sui fattori di restrizione antivirale e sul mieloma multiplo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD317/BST2 umano
Note/alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Specie	Umano
GeneID (umano)	684
GeneID	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-160 di CD317/BST2 umano (NP_004326.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q10589
Peso della proteina	18 kDa/19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante