

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd31/Pecam1 (Apc/Cyanine7) Per Citometria A Flusso - Q08481

Numero articolo: CM0006103

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC/Cyanine7 di coniglio che si lega a CD31/PECAM1 di topo/ratto. Validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione delle cellule endoteliali, della transmigrazione dei leucociti e dell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC/Cyanine7 Coniglio anti-Topo/Ratto CD31/PECAM1 mAb
Osservazioni/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	5175
ID Gene	18613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 del CD31 murino (NP_001292086.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q08481
Peso proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio