

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd31/Pecam1 (Biotina) Per Fc - Q08481

Numero articolo: CM0008253

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato alla biotina contro CD31/PECAM1 di topo/ratto per citometria a flusso. Validato su topo e ratto. Utile per studiare l'adesione delle cellule endoteliali, la transmigrazione dei leucociti e la biologia delle piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Biotina mAb anti-Mouse/Ratto CD31/PECAM1 di coniglio
Annotazioni/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5175
GeneID	18613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 della CD31 di topo (NP_001292086.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q08481
Peso Proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio