

Anticorpo Policlonale Anti-Cd31/Pecam1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08481

Numero articolo: CM0026968

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD31/PECAM1, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva PECAM1 di topo, umano e ratto, una molecola di adesione endoteliale critica per la migrazione dei leucociti e l'angiogenesi. Ideale per studi sull'infiammazione vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD31/PECAM1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	5175
ID Gene (Topo)	18613
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 630-738 di CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08481
Peso Molecolare Proteina	81kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio