

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd31/Pecam1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P16284

Numero articolo: CM0002930



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD31/PECAM1 umano, validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Rileva il CD31 umano, murino e ratto. Adatto per studi sull'adesione delle cellule endoteliali, sulla migrazione transendoteliale dei leucociti e sulla fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD31/PECAM1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5175
ID Gene	5175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 630-738 di CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16284
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio