

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd31/Pecam1 Per Wb, If-P, Ihc-P - P16284

Numero articolo: CM0014836



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CD31/PECAM1 umano, adatto per Western blot, immunofluorescenza su paraffina e immunistochimica. Reagisce con campioni umani e murini, supportando gli studi sulla migrazione leucocitaria, sulle giunzioni endoteliali e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CD31/PECAM1 pAb di coniglio                         |
| Note/Alias          | CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM |
| Specie              | Umana                                               |
| ID del gene         | 5175                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                               |
| Origine             | Coniglio                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                               |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P                                     |
| Reattività crociata | Umano, topo                                         |
| SWISS               | P16284                                              |
| Peso della proteina | 83 kDa                                              |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                  |