


Anticorpo Policlonale Anti-Cd324/E-Caderina Per Wb, Elisa - P09803

Numero articolo: CM0023352



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CD324/E-Caderina di topo, validato per WB ed ELISA. Reattività crociata con l'uomo. Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, della biologia epiteliale e del cancro. Proteina da 98 kDa. - P09803

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD324/E-Caderina pAb di coniglio
Note/Alias	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; caderina-1; CD324/E-Caderina
Specie	Topo
GeneID (Umano)	999
GeneID	12550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-369 della CD324/E-Caderina di topo (NP_033994.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P09803
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio