


Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Cd324/E-Caderina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09803

Numero articolo: CM0009780



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro CD324/E-Caderina (UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM). Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in campioni di topo e ratto. Peso molecolare previsto 98kDa. UniProt: P09803.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Rabbit PolymAb® anti-CD324/E-Caderina
Note/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Specie	Topo
GeneID (Umano)	999
GeneID	12550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 157-369 della CD324/E-Caderina di topo (NP_033994.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P09803
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca refrigerante