

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd326/Epcam Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99Jw5

Numero articolo: CM0005819

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting CD326/EpCAM di topo, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Adatto per lo studio dell'adesione epiteliale, dell'immunità mucosale e della biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD326/EpCAM Rabbit mAb
Note/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsd1; GA733-2; Tacstd1
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	4072
GeneID	17075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-266 di CD326/EpCAM di topo (NP_032558.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99JW5
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio