


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12318 / P31912 / P31995

Numero articolo: CM0003805



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CD32A, CD32B e CD32C umani. Validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per la ricerca sui recettori Fcγ e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD32A + CD32B + CD32C mAb di coniglio
Note/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
Specie	Umano
Gene ID	2212/2213/9103
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P12318/P31994/P31995
Peso proteico	35kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio