

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd33 Per Wb, Elisa - P20138

Numero articolo: CM0007357



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD33 umano (SIGLEC3), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 18-259). Ideale per la ricerca sulle cellule mieloidi e sulla microglia in immunologia e neuroinfiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD33 Rabbit mAb
Note/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
Specie	Umano
GeneID (Umano)	945
GeneID	945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-259 del CD33 umano (NP_001763.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P20138
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio