

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd33 Per Wb, Elisa - P20138

Numero articolo: CM0031059



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-CD33 rileva specificamente il CD33 umano (Siglec-3), un antigene di superficie delle cellule mieloidi. Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA, è adatto per studi di immunologia e neurobiologia. Swiss-Prot: P20138.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD33 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Umano
GeneID (umano)	945
GeneID	945
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 265-364 del CD33 umano (NP_001763.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P20138
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio