

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd335/Nkp46 Per If/Icc, Fc, Elisa - 076036

Numero articolo: CM0007480



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD335/NKp46 validato per IF/ICC, FC, ELISA; bersaglia il recettore 1 di attivazione della citotossicità naturale sulle cellule NK; ideale per la ricerca in immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD335/NKp46 Rabbit mAb
Note / Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; recettore 1 di attivazione della citotossicità naturale
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9437
GeneID	9437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-254 di CD335/NKp46 umano (NP_004820.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	076036
Peso proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio