

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd335/Nkp46 Per Wb Ed Elisa - Q8C567

Numero articolo: CM0019538

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CD335 murino (NKp46, Ly94), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla citotossicità delle cellule NK. Swiss-Prot: Q8C567.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD335 Rabbit pAb
Note/Alias	Ly94, NKp46, CD335
Specie	Topo
GeneID	17086 (topo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-255 di CD335 murino (NP_034876.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8C567
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio