

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd337/Nkp30 Per If/Icc, Fc - O14931

Numero articolo: CM0005524



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD337/NKp30 umano (NCR3), validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per studiare la citotossicità delle cellule natural killer, l'immunosorveglianza tumorale e la maturazione delle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD337/NKp30 Umano
Note/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; recettore attivante la citotossicità naturale 3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	259197
GeneID	259197
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD337/NKp30 umano (NP_667341.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intracellulare)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14931
Peso Molecolare Proteina	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio