

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd34 Per Wb, Ihc-P, MiHc, Elisa - P28906

Numero articolo: CM0003540

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro il CD34 umano. Validato per WB, IHC-P, mIHC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche e sulle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD34
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	947
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 286-385 del CD34 umano (P28906)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28906
Peso Proteico	41 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio