

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd34 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Numero articolo: CM0017782

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD34 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il CD34 umano, un marcatore delle cellule progenitrici ematopoietiche coinvolto nell'adesione cellulare. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sull'endotelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD34 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	947
GeneID	947
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 32-290 del CD34 umano (NP_001020280.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P28906
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio