

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Numero articolo: CM0010291

introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-CD34 Rabbit PolymAb®, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA su campioni umani. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche e endoteliali, rileva le isoforme da 41/35 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD34 Rabbit PolymAb®
Note / Alias	CD34
Specie	Umana
GenelD (Umana)	947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-290 della CD34 umana (NP_001020280.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28906
Peso proteico	41kDa/35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio