

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd35 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17927

Numero articolo: CM0007907



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro CD35/CR1 umano (P17927) per la ricerca sul complemento. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; mira al recettore di aderenza immunitaria nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD35 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	KN; C3BR; C4BR; CD35
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1378
Gene ID	1378
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 901-1095 del CD35 umano (NP_000564.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P17927
Peso proteico	224kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio