

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd351/Fcamr Per Elisa, If/Icc, Fc - Q8Wwv6

Numero articolo: CM0009493

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro CD351/FCAMR umano (Recettore Fc alfa/mu). Validato per ELISA, IF/ICC e citometria a flusso, adatto per ricerche sulla risposta immunitaria e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD351/FCAMR Rabbit mAb
Note/Alias	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Specie	Umana
GenelD (umano)	83953
GenelD	83953
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-450 di CD351/FCAMR umano (Q8WWV6-1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	ELISA, IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8WWV6
Peso proteico	24kDa/46kDa/57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio