


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd352/Slamf6 Per Fc - Q96Du3

Numero articolo: CM0010575



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano CD352/SLAMF6 per citometria a flusso. Mira al membro 6 della famiglia SLAM, un recettore delle cellule immunitarie coinvolto nell'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano CD352/SLAMF6 mAb
Osservazioni/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; membro 6 della famiglia SLAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	114836
GeneID	114836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-215 del CD352/SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96DU3
Peso proteico	24kDa/37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio