


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd352/Slamf6 Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q96Du3

Numero articolo: CM0006337



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting al CD352/SLAMF6 umano (membro 6 della famiglia SLAM), adatto per WB, IHC-P, citometria a flusso ed ELISA. Rileva le isoforme da 24 e 37 kDa. Utile per studiare l'attivazione delle cellule NK e la differenziazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
Note/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALIB; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6; CD352/SLAMF6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	114836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-215 del CD352/SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96DU3
Peso proteico	24 kDa/37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio