

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd352/Slamf6 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Et39

Numero articolo: CM0009073

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio generato contro proteina ricombinante, mirato al CD352/SLAMF6 (Ly108) del topo. Progettato per WB, IF-P, ELISA. Ideale per analizzare la segnalazione della famiglia SLAM, l'attivazione dei linfociti e la regolazione immunitaria nelle cellule ematopoietiche di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD352/SLAMF6
Note/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Specie	Topo
GeneID (Umano)	114836
GeneID	30925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-235 del CD352/SLAMF6 di topo (NP_001334115.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9ET39
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio